

BAZOFİL AKTİVASYON TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek kit akım sitometrik (Flow Cytometry) yöntem ile çalışmalıdır.
2. Bazofillerin seçilmesi için insan kemokin reseptörü olan CCR3 ile bağlanabilecek PE işaretli anti-CCR3 monoklonal antikoru muhteviyatı kit içerisinde olmalıdır.
3. Bazofil aktivasyonu için bazofil yüzey reseptörü olan CD63 ile bağlanabilecek FITC işaretli anti-CD63 monoklonal antikoru muhteviyatı kit içerisinde olmalıdır.
4. Kit içerisinde iki adet bazofil uyarım kontrolü bulunmalıdır. Birinci kontrol anti-FcεRI, ikinci kontrol fMLP olmalıdır.
5. Kit 100 testlik ambalaj formatında olmalıdır.
6. Kitin CE belgesi olmalıdır.
7. Teklif verecek firmaların TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve ibraz edilmelidir.
8. Talep edilecek alerjenler kitle aynı marka olmalıdır.